



Ayudas Manuales Transferencia

SystemRoMedic ofrece una completa gama de soluciones para el manejo de pacientes en entornos domiciliarios y profesionales.

La gama está dividida en soluciones para el apoyo, el deslizamiento, la elevación y el posicionamiento de usuarios.



EasyGlide

Tablas transferencia para posición sentada.



EasyGlide Oval

Para transferencias en posición sentada de la silla de ruedas a la cama, al inodoro, al asiento del coche, etc.

Indicada para usuarios que no pueden bipedestear pero mantienen cierto tono en el tronco y extremidades superiores.

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009



Nivel Movilidad
BMAT:



Áreas de
Aplicación:



Artículos y descripción

5050	EasyGlide, 75x33 cm, tres partes
5020	EasyGlide, 60x33 cm, tres partes
5060	EasyGlide, 60x25 cm
5070	EasyGlide, 45x20 cm

Tablas Ovaladas de Posicionamiento en cama y de colocación de arnés.



MoveMaster

Una herramienta multifunción fácil de desinfectar, para transferencias en posición supina de una cama a otra, pero también para posicionamiento del usuario encamado, la movilización hacia el cabecero de la cama, y para colocación de arneses.

Además facilita la colocación del arnés, tanto en posición tumbada - sin lateralizarlo- como en posición sentada - sin incorporarle hacia delante.



Nivel Movilidad
BMAT:



CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Áreas de
Aplicación:



Artículos y descripción

5040 (1 Ud)	EasyGlide, ovalado 85x39 cm
5042 (2 Uds)	EasyGlide, ovalado 85x39 cm

Sábana de deslizamiento con asas



EasySlide

Desliza sobre sí mismo y sobre otras superficies. Cuenta con tres asas desde donde agarrar y tirar. Tanto para usuarios en posición tumbada, como para asistir en el uso de tablas de transferencia.



Nivel Movilidad
BMAT:



CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Áreas de
Aplicación:



Artículos y descripción

2090	MoveMaster, 47 x120 cm
------	------------------------

Sábana de transferencias horizontal y posicionamiento tumbado. Alcochada.



Para las transferencias en posición supina entre una cama y la mesa de rayos o de operaciones, carritos de ducha y camillas, pero también para la lateralización en el cama o en la mesa de rayos X o de operaciones

Disponibles fundas protectoras limpiables y fundas protectoras desechables, para una mejor política de Control de Infecciones.

Nivel Movilidad
BMAT:



Áreas de
Aplicación:



Artículos y descripción

1020	EasySlide, 190x60 cm
1030	EasySlide (1020 + 1051), 190x60 cm completo
1051	Funda Protectora para 1020, 1030 y1151
1055	Funda desechable para 1020, 1030 y1155

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

TurnTable - Disco giratorio

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009



Muchos usuarios tienen la fuerza suficiente para apoyar las piernas, pero no para levantar sus pies. En estas situaciones, el disco giratorio Turntable, que se coloca en el suelo debajo de los pies, es una herramienta excelente y fácil de usar para transferir al usuario entre la silla y la silla de ruedas, la silla de ruedas y el inodoro o de la silla de ruedas a la cama.

Nivel Movilidad
BMAT:



Áreas de
Aplicación:



Artículos y descripción

5082	TurnTable, 30 cm, sin asa
5085	TurnTable, 38 cm

OneWaySlide - 'piel de foca'



Nivel Movilidad :BMAT



Áreas de Aplicación

Artículos y descripción

2069	OneWaySlide, tubular, 50x40 cm
2070	OneWaySlide, tubular, 50x45 cm
2074	OneWaySlide, 110x30 cm, 6 asas
2075	OneWaySlide, 130x40 cm, 6 asas
2076	OneWaySlide, 130x45 cm, 6 asas
2077	OneWaySlide, 130x55 cm, 6 asas

Con OneWaySlide se asiste a usuarios que se 'escurren' en posición sentada a volver a posicionarse atrás en el asiento.

Existen dos versiones distintas, OneWaySlide con asas, para usuarios más asistidos, ya que permite repositionar al usuario desde atrás tirando de las asas.

OneWaySlide tubular es ideal para usuarios menos asistidos, que pueden participar de una manera más activa en su repositionamiento.

Estera de posicionamiento.



Con Asas



Tubular

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

EasyGlide Oval (Mini)



Nivel Movilidad :BMAT



Áreas de Aplicación

Artículos y descripción

5045	(2 Uds)	EasyGlide, oval mini, 45x20 cm
------	---------	--------------------------------

Tablas Ovaladas de Posicionamiento en sedestación y facilitar las colocación de arneses (perneras)

La nueva versión de EasyGlide, oval se utiliza de dos en dos para facilitar el posicionamiento hacia atrás en la silla. Usando EasyGlide, un usuario más activo puede empujarse o arrastrarse hacia atrás a la posición correcta.



CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

AutoSlide



Nivel Movilidad :BMAT



Áreas de Aplicación

Artículos y descripción

8100	AutoSlide, 48x48cm
------	--------------------

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Una ayuda para entrar y salir de un vehículo.

AutoSlide una herramienta única, que permite al usuario rotar para meter las piernas en el vehículo y además repositionarse en el asiento correctamente.



Una vez dentro, se coloca el cinturón de seguridad y ¡a circular!

FootStool



Nivel Movilidad :BMAT



Áreas de Aplicación

Artículos y descripción

8090	FootStool 32x38x10cm
8095	FootStool 32x38x5cm

FootStool es un alza que nos permite un mejor posicionamiento del usuario para la realización de distintas transferencias, como con el uso de una tabla, o para posicionarse más atrás en el asiento cuando se han deslizado. También se combina con las ayudas de bipedestación.

Alza antidelizante y ligero.



TurnTableSoft Disco giratorio sentado



Nivel Movilidad :BMAT



Áreas de Aplicación

Artículos y descripción

5086	TurnTableSoft 45cm
5087	TurnTableSoft 40cm

TurnTableSoft se usa principalmente en sillas y camas para facilitar el giro cuando el usuario está sentado. TurnTableSoft está construido con dos discos redondos de un material reductor de fricción en el interior, permitiendo que los discos giren.

Disco de giro en posición sentada



CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

EasySlide, esteras de deslizamiento

Gama completa de esteras de deslizamiento acolchadas



Para transferencias en posición sentada de la silla de ruedas a la cama, al inodoro, al asiento del coche y a muchas otras posiciones sentadas.

Indicada para usuarios que no pueden bipedestear pero mantienen cierto tono en el tronco y extremidades superiores.

Nivel Movilidad BMAT:



Áreas de Aplicación:



Artículos y descripción

2010	EasySlide, 50x60 cm, poliéster
2015	EasySlide, 25x60 cm, poliéster
2020	EasySlide, 50x60 cm, microfibra
2021	EasySlide, 50x70 cm, microfibra
2030	EasySlide (2020+2051), 50x60 cm, completo
2040	EasySlide, 50-200x70 cm, desechable
2051	Funda protectora para 2010, 2020 y 2030

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

ReadySlide

Esteras de deslizamiento sin acolchar.




ReadySlide es una estera de deslizamiento delgada, plegable y muy fácil de usar que facilita varios tipos de transferencias en posición supina, en el posicionamiento en sillas y en la colocación del arnés en una posición sentada.

ReadySlide está hecha de nuestro material exclusivo de deslizamiento ULF (Ultra Low Friction). Al reducir la fricción debajo del usuario, se pueden llevar a cabo transferencias fáciles y seguras con muy poco esfuerzo y sin ningún tipo de elevación innecesaria.

Nivel Movilidad BMAT:



Áreas de Aplicación:



Artículos y descripción

11210	ReadySlide, 195x70cm
11215	ReadySlide, 195x70cm con asas
11230	ReadySlide, 110x70cm
11235	ReadySlide, 110x90cm extra ancho
11250	ReadySlide, 70x70cm

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

TurnSheet

Sábana de deslizamiento para usuarios encamados.



TurnSheet es una gama de sábanas para el manejo de paciente encamado.

Está especialmente indicado para su uso con usuarios bariátricos, muy sensibles al dolor o grandes dependientes que necesitan ser posicionado en cama de manera especialmente cuidadosa.



Nivel Movilidad BMAT:



Áreas de Aplicación:



Artículos y descripción

1580	TurnSheet (1592+1583), 150x200 cm, completo
1589	TurnSheet, 200x240 cm
1590	TurnSheet (1593+1592), 200x150 cm, completo
1592	TurnSheet, 200x150 cm
1597	TurnSheet, 200x160cm, dos partes

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

TopSheet

Sistema de lateralización con empapador.



TopSheet se utiliza junto con una grúa móvil o de techo para evitar una maniobra manual pesada al girar un usuario.

Permite lateralizar al usuario y dejar hueco en la zona de sacro tanto para realizar una higiene como para realizar una cura.



Nivel Movilidad BMAT:



Áreas de Aplicación:




Artículos y descripción

1510	TopSheet, 200x160 cm
1511	TopSheet (1510 +1593), 200x160 cm, completo
1512	TopSheet, 200x160 cm, incl 1587
1514	Parte inferior del TopSheet 1515
1515	TopSheet, 155x140 cm
1519	Parte inferior del TopSheet 1520
1520	TopSheet, 144x140 cm

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

WendyLett, WendyLett2Ways y WendyLett4Ways

Sistema de manejo del paciente encamado WendyLett



La familia WendyLett consta de tres sábanas WendyLett diferentes:

WendyLett es una sábana de deslizamiento y una sábana de base que se puede combinar con **WendyLett2Way**, una sábana travesera con deslizamiento hacia los dos lados (lateral) o **WendyLett4Way**, una sábana travesera con deslizamiento multi-direccional (vertical y horizontal).



WendyLett

sábana bajera



La sábana de deslizamiento WendyLett se coloca en la cama como una sábana bajera con la superficie lisa en el medio, esto permite a un usuario con debilidad funcional el auto-posicionamiento en la cama.

Para los usuarios que necesitan más ayuda, WendyLett se puede combinar con la sábana travesera WendyLett2Way o la sábana de deslizamiento travesera WendyLett4Way.

WendyLett2Ways

sábana travesera en 2 direcciones



Una sábana travesera adaptada a la sábana de deslizamiento WendyLett para facilitar el deslizamiento de forma lateral y que impide que el usuario se deslice hacia abajo en la cama.

Con WendyLett2Ways un único cuidador puede realizar de forma sencilla las lateralizaciones.

WendyLett4Ways

sábana travesera multi-direccional



Una sábana travesera adaptada a la sábana de deslizamiento WendyLett para facilitar el deslizamiento de forma lateral y que impide que el usuario se deslice hacia abajo en la cama.

Con WendyLett4Ways 1 ó 2 cuidadores pueden realizar de forma sencilla todas las rutinas sobre el paciente encamado. Reduciendo la fricción y cizallas y reduciendo el riesgo de aparición de úlceras por presión UPP.

WendyLett Sábana bajera deslizante

1609	WendyLett, sábana bajera, 100x200 cm, blanca
1614	WendyLett, sábana bajera, 140x200 cm, blanca
1629	WendyLett, sábana bajera, 100x200 cm, rayas grises y blancas
1634	WendyLett, sábana bajera, 140x200 cm, rayas grises y blancas
1639	WendyLett, sábana bajera, 200x200 cm, rayas grises y blancas
1667	WendyLett, sábana bajera, 100x220 cm, rayas grises y blancas
1668	WendyLett, sábana bajera, 140x220 cm, rayas grises y blancas
1669	WendyLett, sábana bajera, 200x220 cm, rayas grises y blancas
1641	WendyLett, sábana bajera, 90x200, rayas grises y blancas, ajustable
1651	WendyLett, sábana bajera, 105x200 cm, rayas grises y blancas, ajustable
1661	WendyLett, sábana bajera, 120x200 cm, rayas grises y blancas, ajustable
1671	WendyLett, sábana bajera, 140x200 cm, rayas grises y blancas, ajustable
1681	WendyLett, sábana bajera 200x365cm, rayas blancas y grises

WendyLett2Ways Sábanas traveseras 2 direcciones. A combinar con WendyLett bajera

1620	WendyLett2Way, travesera, 90x180 cm, blanca
1631	WendyLett2Way, travesera, 100x200 cm, rayas grises blancas
1636	WendyLett2Way, travesera, 140x200 cm, rayas grises blancas
1637	WendyLett4Way, travesera, 140x200 cm, cuadros grises y blancos

WendyLett4Ways Sábanas traveseras 4 direcciones

1647	WendyLett4Way, travesera, 200x200 cm, cuadros grises y blancos
1648	WendyLett4Way, inco, travesera, 75x200 cm
1649	WendyLett4Way, inco, travesera con asas, 140x120 cm,
1657	WendyLett4Way, travesera con asas, 140x190 cm, cuadros
1680	WendyLean, 50x60 cm, funda de almohada deslizante con asas



Una funda de almohada con superficie deslizante y anti-fricción que junto con sus asas facilita el manejo del paciente en cama.

Cinturones Transferencia

Cinturones de transferencias SystemRoMedic

Nivel Movilidad
BMAT:



Áreas de
Aplicación:



Los cinturones de transferencia son una herramienta óptima para el entrenamiento de marcha y ayuda a la bipedestación; pero también son una solución ideal para asistir a la movilidad del usuario durante transferencias en posición sentada. Colocado en el cuidador son ideales con usuarios con capacidad de agarre, evitando posturas poco ergonómicas. En usuarios sin capacidad de agarre pueden colocarse en el propio usuario para potenciar su movilidad y aumentar la seguridad.



FlexiBelt

FlexiBelt son una gama completa de cinturones de transferencia con interior de terciopelo de poliéster desarrollados para el entorno domiciliario.

Con una hebilla de alta seguridad ajustable, cuenta con un amplio talleje para adaptarse a todos los usuarios y todas las necesidades.

Sus asas ergonómicas evitan que las cintas se claven cuando se tira de ellas.



EasyBelt

EasyBelt son una gama completa de cinturones de transferencia con interior desinfectable pensados para entornos profesionales.

Cuenta con las mismas especificaciones que FlexiBelt pero su interior fácilmente higienizable lo hacen ideal para entornos sanitarios.

Sus asas ergonómicas evita que las cintas se claven cuando se tira de ellas.



SupportStraps

Cintas acolchadas de apoyo inginal. Se fijan al cinturón y dan apoyo entre las piernas del usuario para evitar que el cinturón se suba hacia arriba.

Art. N. 6061 - SupportStraps (1 par)



ReadyBelt

ReadyBelt son una gama de cinturones muy sencillos, ideados para entorno domiciliario.

Su relación coste efectividad es muy alto y su durabilidad viene garantizada por la calidad de los materiales y las costuras.

Cuenta con cintas de agarre normales (no acolchadas) y cuenta con tres tallas: S, M y L



Versión 'HUGH' (Abrazo en inglés). EasyBelt y FlexiBelt ofrece la versión Hugh, una versión patentada que permite que el cinturón se ciña sobre el usuario cuando se tira de las asas horizontales, dando más apoyo y evitando que se descoloque.

Artículos y descripción

6012	EasyBelt, XS, 5 asas
6013	EasyBelt, S, 7 asas
6014	EasyBelt, M, 9 asas
6015	EasyBelt, L, 11 asas
6002	EasyBelt, hug, XS
6003	EasyBelt, hug, S
6004	EasyBelt, hug, M
6005	EasyBelt, hug, L
6006	EasyBelt, hug, XL
6023	FlexiBelt, S, 7 asas, terciopelo de poliéster
6024	FlexiBelt, M, 9 asas, terciopelo de poliéster
6025	FlexiBelt, L, 11 asas, terciopelo de poliéster
6026	FlexiBelt, XL, 13 asas, terciopelo de poliéster
6072	FlexiBelt, hug, XS
6073	FlexiBelt, hug, S
6074	FlexiBelt, hug, M
6075	FlexiBelt, hug, L
6076	FlexiBelt, hug, XL
16023	ReadyBelt, talla S
16024	ReadyBelt, talla M
16025	ReadyBelt, talla L

También disponible:



EasyBelt Wipeable

Un cinturón impermeable y fácilmente limpiable y desinfectable para usar cuando el control de infecciones es un factor determinante.



DisposabeBelt

Un cinturón desechable para uso múltiple con un único usuario para evitar infecciones cruzadas y facilitar las transferencias.



ReTurnBelt

Busque más información en la página de producto de la plataforma de transferencia ReTurn7500, de la que es accesorio.



Nivel Movilidad
:BMAT



StandUp es una silla elevadora y un tipo de dispositivo totalmente nuevo de SystemRoMedic. Con la ayuda de StandUp, un sólo cuidador puede ayudar de forma rápida, segura y fácil a una persona estirada en el suelo y que no puede levantarse por sí misma. StandUp eleva con seguridad y cómodamente al usuario en posición sentada, listo para el levantamiento o la transferencia a una silla de ruedas.

StandUp ha sido especialmente desarrollado para uso instatucional (hospitalario y residencial) y cuidados domiciliarios.

Peso Máximo Usuario: 160 Kg

Silla de elevación caídas



Super compacto, fácilmente transportable



Áreas de Aplicación

Artículos y descripción

6080001	StandUp con cable.
6080002	StandUp con batería

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Ayudas de Elevación Manual

La elevación manual debe ser siempre la última opción, pero, a veces, no hay otra.

FlexiMove

Nivel Movilidad
BMAT:



FlexiMove es una herramienta para elevación manual desde suelo. Pero también una buena herramienta para manejo de paciente encamado, por ejemplo para subir arriba al cabecero.



Áreas de Aplicación

Artículos y descripción

4012	FlexiMove 112 x 53 cm (4 asas)
4016	FlexiMove 152 x 53 cm (6 asas)



CE

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

LiftSeat

Nivel Movilidad
BMAT:



LiftSeat está diseñado para usar en elevaciones manuales en posición sentada. Se utiliza de forma habitual en elevaciones a un asiento de avión o un autobús. LiftSeat es muy fácil de almacenar y llevar consigo en los viajes.



Áreas de Aplicación

Artículos y descripción

4003	LiftSeat XXS/XS
4006	LiftSeat S/M
4007	LiftSeat L/XL



CE

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

MiniStretcher

Nivel Movilidad
BMAT:



Fácil de colocar bajo el usuario, construcción sólida con asas de fácil agarre para asegurar las elevaciones pesadas. Cumple con todos los requisitos de higiene médicos. Es impermeable y se puede lavar.



Áreas de Aplicación

Artículos y descripción

4017	MiniStretcher 1450x430mm
------	--------------------------



CE


Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

BMAT (Bedside Mobility Assessment Tool)

Herramienta de Valoración de Movilidad para Transferencias

BMAT, es una herramienta para la valoración de la movilidad de un usuario, diseñada y validada para transferencias. El BMAT permite a los profesionales sanitarios determinar el modo y la AT apropiada para realizar una transferencia o posicionamiento de forma segura.

Es la única herramienta validada para la gestión de transferencias en cuidados sanitarios.



MediCauce

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor:



www.entornoactivo.com - Tel: 957 900 011